

GUIA PARA LA INSTALACION DE 3DSLICER, SOFTWARE PARA LA SEGMENTACION DE HALLAZGOS EN IMAGENES RADIOLOGICAS

Contenido

Descargar el software 3D Slicer (https://download.slicer.org/)	2
Ejecutar el instalador descargado	2

Descargar el software 3D Slicer (<https://download.slicer.org/>)

Asegurate de elegir el instalador adecuado para tu Sistema operativo y que este pertenezca a las versiones estables (primera fila).

Installers [↗](#)

	Windows	macOS	Linux
Stable Release <i>access older releases</i>	version 4.11.20210226 revision 29738 built 2021-03-01	version 4.11.20210226 revision 29738 built 2021-02-28	version 4.11.20210226 revision 29738 built 2021-02-27
Preview Release	version 4.13.0 revision 30575 built 2022-02-03	version 4.13.0 revision 30575 built 2022-02-03	version 4.13.0 revision 30575 built 2022-02-03

Ejecutar el instalador descargado

Ve a la carpeta donde se descargo el instalador y ejecutalo. El proceso de instalacion es sencillo y consiste en darle siguiente hasta encontrar el boton de terminar.

